



Therabody Theragun Heated Percussive Plus Attachment – Wärmetherapie

256826

Therabody Theragun Heated Percussive Plus Attachment: erwärmte perkussive Massage bereitet die Muskeln 3x schneller vor, mit drei wissenschaftlich fundierten Temperaturstufen gegen Verspannungen, Muskelkater und Schmerzen.

Farbe



PRODUKTDDETAILS

Heated Percussive Plus Attachment

Der Heated Percussive Plus Aufsatz bereitet deine Muskeln 3x schneller vor als perkussive Massage allein. Mit drei wissenschaftlich fundierten Temperaturstufen hilft er, verspannte Muskeln zu lockern, Muskelkater zu reduzieren und Schmerzen zu lindern.

Steigere deine Leistung mit schnellerer Muskelvorbereitung

Erwärmte perkussive Massage bereitet die Muskeln 3x schneller vor als perkussive Massage allein und hilft dir, dein Aufwärmen zu optimieren und deine Höchstleistung zu halten.

Wie funktioniert erwärmte perkussive Therapie?

Wärmetherapie hilft, die Durchblutung zu fördern, Steifheit zu lösen und Muskelschmerzen sowie Muskelkater zu lindern. In Kombination mit perkussiver Massage verstärken sie sich gegenseitig und helfen dir, dich schneller zu erholen und das Beste aus deinem Training herauszuholen.

Erwärmte perkussive Therapie

Drei wissenschaftlich fundierte Temperaturstufen: 45°C/113°F, 50°C/122°F, 55°C/131°F

Produktspezifikationen

Gerätekompabilität: Kompatibel mit Theragun PRO Plus, Theragun Prime Plus und Theragun Mini Plus (separat erhältlich)

Lieferumfang

- Heated Percussive Plus Attachment

Spezifikationen

Produktattribute

EAN:	0840295402420
Herstellernummer:	TG0003983-9A10
Produkt Gewicht:	0.11 kilogramm