



# milo

## Pocket Clip

251262

Mit der spiralförmigen Spule des Clips können Sie Milo™ an der Außenseite einer Reißverschlusstasche tragen. Schieben Sie die Spule auf die Taschenöffnung, lassen Sie Ihren Milo™ einrasten und sichern Sie ihn durch Schließen des Reißverschlusses.

### PRODUKTDDETAILS

Clip mit Spirale zum Tragen Ihres Milo Action Communicator™ an der Außenseite einer Reißverschlusstasche. Schieben Sie die Spirale auf die Taschenöffnung, lassen Sie Milo™ einrasten und sichern Sie ihn, indem Sie den Reißverschluss schließen. Lassen Sie Milo™ außen an der Tasche.

Wenn Sie Ihren Milo™ einrasten lassen, löst der Milo™ Clip mithilfe von Magneten eine sichere mechanische Verriegelung aus. Ihr Milo™ sitzt sicher und fest, bis Sie ihn mit einer Drehung abnehmen.

### Spezifikationen

#### Produktattribute

EAN:	0850025239165
Herstellernummer:	MA-PKT-01-W
Produkt Gewicht:	0.01 kilogramm